

ANTEC VIRKON S -

COMPOSIZIONE

Formulazione multiattiva stabilizzata a base di perossidi, tensioattivi, catalizzatori organici e sostanze ad azione tampone.

PROPRIETA'

Antec Virkon S® è un sistema disinfettante a formulazione multiattiva per uso veterinario dotato di attività detergenti che assicura una comprovata azione di virucida-biocida ad ampio spettro nei confronti di tutte le famiglie di virus di interesse veterinario, circa 400 stipiti batterici, quasi 100 ceppi fungini e 6 germi sporigeni.

Antec Virkon S® sfrutta l'effetto associativo di agenti chimici ad azione integrata e complementare (agenti ossidanti, biocidi, catalizzatori organici, tensioattivi e sistemi tampone) che inattivano le strutture vitali degli agenti patogeni.

Caratterizzato da LD₅₀ superiore a 5.000 mg/kg p.v. (valore determinato nel ratto per somministrazione orale), Antec Virkon S® è sicuro per gli animali, innocuo per le persone, compatibile con le attrezzature di applicazione ed "ecoeficiente".

Antec Virkon S® è destinato alla disinfezione degli ambienti e dei mezzi di trasporto, alla sanitizzazione dell'aria ambientale e dell'acqua di bevanda, alla disinfezione e alla detergenza di attrezzature, ferri chirurgici e indumenti professionali per uso veterinario.

L'ampio spettro di azione e le caratteristiche di atossicità consentono inoltre l'impiego di Antec Virkon S® come coadiuvante nella terapia delle malattie respiratorie e della cute di origine batterica e fungina.

Antec Virkon S® non conferisce odori o sapori sgradevoli e non lascia residui nelle derrate di origini animale e vegetale.

Antec Virkon S® è una polvere solubile a freddo: la soluzione è contraddistinta da un gradevole aroma limone e da una colorazione magenta a punto di viraggio controllato per evidenziare l'eventuale necessità di ricostituire la diluizione efficace.

INDICAZIONI

Disinfezione-detergenza di ricoveri, attrezzature, gabbie, ferri chirurgici, accessori da toelettatura e dispositivi medici, finimenti, mezzi di trasporto, calzature e altri indumenti professionali di uso veterinario. Interventi di sanitizzazione dell'aria ambientale e dell'acqua di bevanda. Coadiuvante nella terapia di primi sintomi di malattie respiratorie e della pelle. Disinfezione di incubatoi e igiene delle uova.

MODALITA' D'USO

Per le operazioni di disinfezione anche in presenza di animali e come coadiuvante nella terapia delle malattie dell'apparato respiratorio e della cute

Utilizzare una soluzione contenente 5 grammi di Antec Virkon S® per litro d'acqua (0,5%).

Per le operazioni di disinfezione e detergenza

Utilizzare una soluzione contenente 10 grammi di Antec Virkon S® per litro d'acqua (1,0%).

AVVERTENZE

Conservare il prodotto nelle confezioni originali e in luoghi fuori dalla portata di bambini.

Non disperdere le confezioni nell'ambiente.

Non miscelare con altri prodotti chimici.

Evitare il contatto della pelle con la polvere ed eventualmente lavare immediatamente le aree cutanee che ne fossero venute a contatto.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco e asciutto.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Validità: 3 anni

CONFEZIONI

Scatola da 2 Fustini da 5 kg